

Toise ruban (microtoise)



1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Nom: FM Médical

Adresse: 2 rue de la justice
62410 BENIFONTAINE - FRANCE

Tél: + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

E-mail: contact@fournisseur-medical.com

Web: www.fournisseur-medical.com

2. Informations sur le fabricant du dispositif

Marque: SECA FRANCE

Dénomination: Toise ruban (microtoise)

Référence: SECA206

3. Descriptif du dispositif

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT			
<ul style="list-style-type: none">• Le mètre déroulant SECA206 est une solution de mesure simple compacte et astucieuse, qui se fixe au mur pour un gain de place important.• En abaissant l'appuie-tête, le ruban de mesure métallique se déroule et la taille peut être lue facilement dans la fenêtre de lecture.• Mécanisme à enroulement peu encombrant• Résultats faciles à lire dans une fenêtre de lecture• Excellente longévité du ruban métallique			
Plage de mesure	0 - 220 cm	Graduation	1 mm
Hauteur du produit	125 mm	Profondeur du produit	173 mm
Largeur du produit	125 mm	Poids net	0,20 kg

4. Référence et conditionnement

Référence	Conditionnement
SECA206	L'unité