

# Fauteuil de pesée COLSON<sup>®</sup>



## Pesée médicale, approbation classe III

### ↷ Fauteuil de pesée **Mobilest**

#### Pèse personne professionnel

- Graduation **100 g** / portée **250 Kg**
- **Accoudoirs relevables** et **repose-pieds escamotables**
- **Large écran LCD** 2,5 cm à 5 chiffres
- Touche de remise à zéro, tare, mémorisation du poids (HOLD)
- Calcul de l'**I.M.C.**
- **Double alimentation** : batterie rechargeable et adaptateur secteur fournis



#### Caractéristiques

- Assise (L x P) : 400 x 380 mm
- Poids net : 20,5 kg
- Temps de stabilisation : 1 à 2 secondes
- Garantie 2 ans

<b>Référence</b>	CC 771 0000	<b>Code ACL</b>	34010 602 819 15	<b>CE 0120</b>
------------------	-------------	-----------------	------------------	----------------

**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.