

Dossier d'information Euro Pharmat

Vyconnector

801.00 D

Mise à jour du : 23-10-2024


1 Renseignements Administratifs concernant l'entreprise

1.1	Nom : Vygon	
1.2	Adresse complète : 5 rue Adeline - 95440 Ecouen, France	Fax : + 33 (0)1 34 29 19 34 Courriel : questions@vygon.com Site Internet : www.vygon.com
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance : Laurent GUILLARDEAU	Tél : +33 (0)1 39 92 65 69 Fax : +33 (0)1 39 92 64 82 Courriel : quality@vygon.com


2 Informations sur dispositif ou équipement

2.1	Dénomination commune : Raccord sonde seringue			
2.2	Dénomination commerciale : Vyconnector			
2.3	Code GMDN : 64467			
2.4	Classe du DM : IIa Réglementation applicable : 93/42/CEE Selon annexe n° : II Numéro de l'organisme notifié : 0459 Fabricant du DM : Vygon			
2.5	Descriptif du dispositif : Raccord pour l'adaptation d'une seringue sur le godet d'une sonde (digestive, vésicale...), constitué d'un embout cône mâle et d'un embout Luer-lock femelle.			
				
2.6	Conditionnement / emballages			
	Code	Unité de conditionnement	Unité de vente	Quantité minimale de livraison
	801.00 D	1 (Blister souple)	100 (Boîte carton)	100 (Boîte carton)
				2400 (Boîte caisse)

Etiquetage produit unitaire



Etiquetage boîte



Caractéristiques de la référence :

Code	Connecteur
	Ø mm
801.00 D	7 - 10

2.7 Composition du dispositif et accessoires :

ELEMENTS	REPERE	MATERIAUX
Connecteur		MBS



Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Absence de latex

Absence de DEHP

Absence de produit d'origine animale ou biologique

- 2.8** **Domaine - Indications :**
Raccord pour adaptation d'une seringue sur le godet d'une sonde

3 Accessoire(s)

4 Procédé de stérilisation

DM stérile : OUI

Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène

5 Conditions de conservation et de stockage

- 5.1** **Conditions normales de conservation & de stockage :**
Température de stockage: entre 5 et 40°C. Stockage à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil.
- 5.2** **Précautions particulières :**
Se référer à l'encart présent dans l'emballage.
- 5.3** **Durée de la validité du produit :** 60 mois

6 Sécurité d'utilisation

Sécurité technique :

Se référer à l'encart présent dans l'emballage.

7 Conseils d'utilisation

- 7.1** **Mode d'emploi :**
Se référer à l'encart présent dans l'emballage.

7.2	Indications : Raccord pour adaptation d'une seringue sur le godet d'une sonde
7.3	Précautions d'emploi : La réutilisation de ce dispositif peut modifier ses caractéristiques mécaniques ou biologiques et peut entraîner une défaillance du dispositif et exposer à des réactions allergiques ou à des infections bactériennes. Se référer à l'encart présent dans l'emballage.
7.4	Contre-indications : Se référer à l'encart présent dans l'emballage.

A green circular icon containing the number 8.

Informations complémentaires