


Set de retrait de stérilet

Utilisations

Le set de retrait de stérilet comprend une pince Pozzi droite, une pince d'extraction de stérilet, un ciseau coupe fils distal et un hystéromètre CH14.



Caractéristiques

- Dispositif médical à usage unique stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Set de retrait de stérilet : Produit Gynécologique à usage unique

Référence	Désignation	Conditionnement
PS3620000	Set de retrait de stérilet	10 sets par boîte

 STÉRILE EO Class I Stérile CE 0459

┌ Distribuer par : ┐

└

┐

└