

Désignation / Designation

SET DE RETRAIT DE STERILET / IUD REMOVAL SET


Référence / Reference

PS3620000

Fabricant / Manufacturer Prince Medical 64 rue Gutenberg ZA La Sente Du Moulin 60530 ERCUIS	Référentiels / Referential Organisme notifié / Notified Body N° de certificat / Certificate N° Validité / Validity	ISO 9001 : 2008- NF EN ISO 13485 :2012 Gmed -0459 8565 rev 5 / 10229 rev 6 30/12/2017
--	--	--

Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / Principal components and nature of the materials
Le set de retrait de stérilet est composé de / The IUD removal set is composed of :

- Pince Pozzi droite : Polyamide / Pozzi forceps straight : Polyamid
- Pince d'extraction : Polyamide / Extraction forceps: Polyamid
- Ciseau coupe-fils distal : ABS et acier inoxydable / IUD string distal scissors : ABS and stainless steel
- Hystéromètre CH 14 composé de / Hysterometer CH 14 composed of
 - Partie distale souple: Polyéthylène / Flexible distal part : Polyethylene
 - Manche rigide : Polystyrène / Rigid handle : Polystyrene


Utilisation / Use

SET DE RETRAIT DE STERILET est utilisé pour retirer le stérilet / IUD REMOVAL SET is used to remove the IUD.

Présence de Latex / Contains Latex : Non / No

Usage unique / Single use	Oui / Yes
Stérile / Sterile	Oui / Yes
Mode de stérilisation / Sterilization method	Oxyde d'éthylène / Ethylene oxide
Péremption / Expiration	3 ans / 3 years

Marquage CE / CE marking Classe / Class Organisme notifié / Notified Body Attestation / Attestation Validité / Validity	I Stérile / I Sterile Gmed - 0459 n°26672 rév.1 30/12/2017
--	---

Conditionnement / Packaging

Boite de 10 sets en emballage individuel stérile / Box of 10 sets in individual sterile packaging

Par / By : Prince Medical

Mélanie Boutant Le / on 03 / 02 / 2015

