

Foliodress® S - Stérile

Blouse d'isolation

Référence
992167



Produit

Blouse en nontissé bleu, stérile, ouverte dans le dos, avec liens de fermeture à l'encolure et ceinture cousue sur le devant. Poignet élastique, couture en surjet. Fermeture dos droit. Taille unique.

Indications / Classification

Blouse d'isolation destinée au visiteur et au personnel soignant dans le but de protéger l'environnement du patient.

Foliodress® S - Stérile est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

Nontissé : nontissé spunbonded 100% polypropylène 28 g/m²

Fil de couture : PES (polyéthersulfone)

Elastique : à base de caoutchouc synthétique

Caractéristiques :

Hauteur totale : 110 cm environ

Largeur sous aisselle : 66 cm environ

Ceinture : 200 cm environ

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Double protection :

- emballage unitaire en blister pelable papier/film (polypropylène)
- regroupement dans un sachet en polyéthylène

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
992167	24	2	24

Référence	Dimensions carton	Dimensions palette
992167	495 x 380 x 300 mm	1200 x 800 x 1670 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 5 ans après stérilisation.