

FICHE TECHNIQUE

Description du produit : Surchaussures jetables

Surchaussures jetables en CPE bleu, légères, imperméables et résistantes. Conçues avec élastique extensible pour s'adapter à toutes les pointures, elles protègent efficacement contre les liquides, la saleté et la boue. Idéales pour les hôpitaux, laboratoires, industries, restauration et autres environnements professionnels.

Marque : FM Médical

Matériau : CPE (Polyéthylène chloré) - 2,5 g

Couleur : Bleu

Conception : Avec élastique extensible, fabrication industrielle

Norme : MDR 2017/745

Code SH : 3926909090

Pays d'origine : Chine, Asie



Tailles et conditionnement

Tailles	15 x 38 cm
Conditionnement	10 pièces/rouleau, 10 rouleaux/sachet, 20 sachets/carton

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la
Fossé 11, 62160
Grenay, FRANCE