

Foliodress® Suit

Pyjama de bloc opératoire

Référence	Taille ou dimensions produit
992514	Bleu - Taille S
992515	Vert - Taille S
992516	Bleu - Taille M
992517	Vert - Taille M
992518	Bleu - Taille L
992519	Vert - Taille L
992520	Bleu - Taille XL
992521	Vert - Taille XL
992522	Bleu - Taille XXL
992523	Vert - Taille XXL
992557	Rose - Taille S
992558	Rose - Taille M
992559	Rose - Taille L
992560	Rose - Taille XL
992561	Rose - Taille XXL



Produit

Pyjama de bloc opératoire en nontissé. Tunique à manches courtes et à col triangulaire, avec une poche sur chaque côté. Pantalon avec ceinture à glissière.

Coloris : bleu, rose ou vert.


Le nontissé du pyjama de bloc est conforme à la norme ISO 10993-10 (Essais d'irritation et de sensibilisation cutanée) et aux valeurs seuils des tests suivants définis par la norme NF EN 13795-2 relative aux tenues de bloc en performance standard : pénétration microbienne (état sec), libération de particules, résistance à l'éclatement (état sec) et résistance à la traction (état sec).

Indications / Classification

Foliodress® Suit est un pyjama en nontissé destiné à être utilisé par les professionnels de santé dans un environnement clinique (bloc opératoire, département de chirurgie interventionnelle, autres départements avec un risque infectieux significatif) afin de contribuer au contrôle de l'environnement du patient dans le but de limiter les infections.

Foliodress® Suit est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

Nontissé en polypropylène - 45 g/m² env. - SMS - traitement antistatique.

Fil de couture synthétique.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
992514	Bleu - Taille S	Hauteur tunique (A) : 72 cm environ. Largeur tunique (B) : 52 cm environ. Tour de taille (C) : 51 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 104 cm environ.
992515	Vert - Taille S	Hauteur tunique (A) : 72 cm environ. Largeur tunique (B) : 52 cm environ. Tour de taille (C) : 51 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 104 cm environ.
992516	Bleu - Taille M	Hauteur tunique (A) : 75 cm environ. Largeur tunique (B) : 57 cm environ. Tour de taille (C) : 56 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 106 cm environ.
992517	Vert - Taille M	Hauteur tunique (A) : 75 cm environ. Largeur tunique (B) : 57 cm environ. Tour de taille (C) : 56 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 106 cm environ.
992518	Bleu - Taille L	Hauteur tunique (A) : 77 cm environ. Largeur tunique (B) : 60 cm environ. Tour de taille (C) : 58 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 108 cm environ.
992519	Vert - Taille L	Hauteur tunique (A) : 77 cm environ. Largeur tunique (B) : 60 cm environ. Tour de taille (C) : 58 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 108 cm environ.
992520	Bleu - Taille XL	Hauteur tunique (A) : 79 cm environ. Largeur tunique (B) : 63 cm environ. Tour de taille (C) : 60 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 110 cm environ.
992521	Vert - Taille XL	Hauteur tunique (A) : 79 cm environ. Largeur tunique (B) : 63 cm environ. Tour de taille (C) : 60 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 110 cm environ.
992522	Bleu - Taille XXL	Hauteur tunique (A) : 80 cm environ. Largeur tunique (B) : 72 cm environ. Tour de taille (C) : 67 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 116 cm environ.
992523	Vert - Taille XXL	Hauteur tunique (A) : 80 cm environ. Largeur tunique (B) : 72 cm environ. Tour de taille (C) : 67 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 116 cm environ.
992557	Rose - Taille S	Hauteur tunique (A) : 72 cm environ. Largeur tunique (B) : 52 cm environ. Tour de taille (C) : 51 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 104 cm environ.
992558	Rose - Taille M	Hauteur tunique (A) : 75 cm environ. Largeur tunique (B) : 57 cm environ. Tour de taille (C) : 56 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 106 cm environ.
992559	Rose - Taille L	Hauteur tunique (A) : 77 cm environ. Largeur tunique (B) : 60 cm environ. Tour de taille (C) : 58 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 108 cm environ.
992560	Rose - Taille XL	Hauteur tunique (A) : 79 cm environ. Largeur tunique (B) : 63 cm environ. Tour de taille (C) : 60 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 110 cm environ.
992561	Rose - Taille XXL	Hauteur tunique (A) : 80 cm environ. Largeur tunique (B) : 72 cm environ. Tour de taille (C) : 67 cm environ. Hauteur pantalon (D) : 116 cm environ.

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Emballé individuellement sous sachet plastique fermé transparent, protégé par un sac en polyéthylène puis conditionné en carton.

Nb d'unités / sachet : 1
Nb de sachets / carton : 50
Nb de cartons / palette : 24
Dimensions carton :
- Tailles S, M, L et XL : 460 x 300 x 395 mm
- Taille XXL : 460 x 300 x 420 mm

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS
67607 SELESTAT Cedex - France
Tel : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99
contact@hartmann.fr - <http://www.hartmann.fr>

Stérilisation

Non stérile.