

FICHE TECHNIQUE

Bouillotte 2L

Bouillotte de grande capacité (2 litres) assurant un maintien durable de la chaleur. Conçue pour être positionnée sur le bas du dos ou l'abdomen.

Conforme à la norme européenne BS 1970:2012, garantissant sécurité et fiabilité d'utilisation.

Couleur : Corail

Recommandations d'usage : Utiliser uniquement avec de l'eau chaude (non bouillante, max. 60 °C).
Ne pas remplir au-delà des 2/3 de la capacité totale afin d'éviter tout risque d'éclatement.



Poids et conditionnement

Poids	0.314 kg
Conditionnement	Vendu à l'unité

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

| contact@fournisseur-medical.com

| 5003F Bd de la
Fossé 11, 62160
Grenay, FRANCE