



## STERIMA FICHE TECHNIQUE

<b>DATE :</b>	22.07.2014
<b>PRODUIT :</b>	<b>CISEAUX MOUSSE/MOUSSE 13 CM</b>
<b>CODE :</b>	<b>712067</b>
<b>CLADIMED :</b>	F52AF01
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	50 unités/carton carton : 215 x 210 x 110 mm 105 cartons par palette
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ciseaux : acier inoxydable - anneaux polyamide - coloris bleu - 13 cm</li><li>• blister souple : PA/PE 150 µm - papier médical</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>➡ Usage non chirurgical</li><li>➡ Absence de latex</li><li>➡ Absence de colophane</li></ul>
<b>MODE DE STERILISATION :</b>	à l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans maximum
<b>UTILISATION :</b>	Instrument permettant de couper fils, compresses tissé ou nontissé, pansements adhésifs ou tout autre produit pour le traitement de plaie
<b>CLASSIFICATION :</b>	I stérile
<b>MARQUAGE CE :</b>	CE-0123 (TÜV)

