

## FICHE TECHNIQUE



# Seringue à tuberculine 3 corps 1 ml, stérile avec aiguille 26G x 13mm

Référence : ZARTU-U20-1-BL

**Distributeur :**  
**FM Médical**

Tél : + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax : +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-medical.com

2 rue de la Justice, 62410 BENIFONTAINE, FRANCE

## Informations sur le dispositif

### Description

- Seringue à tuberculine 3 corps 1 ml
- Stérile avec aiguille **26G 0.45x 13 mm**
- Conçue pour les prélèvements et administration de médicaments / liquides.



### Caractéristiques

- Capacité de la seringue : 1 ml
- Aiguille : 26G 0.45 x 13 mm
- Graduation : tous les 0.05 ml
- Piston orange contrastant
- Embout conique Luer
- Injections et prélèvements facilités grâce au joint en caoutchouc.
- Marquage clair, lisible et permanent en noir de la graduation, facilite le dosage

- **Classe du DM :** Classe II a
- **Procédé de stérilisation :** à l'oxyde d'éthylène
- **Durée de conservation :** 5 ans

Sans latex

Sans phtalate

Non toxique, non pyrogénique

### Conditionnement et référence

Référence catalogue	Capacité	Aiguille	Conditionnement unitaire	Conditionnement carton
<b>ZARTU-U20-1-BL</b>	<b>1 ml</b>	<b>26G x 13mm</b>	<b>sous blister</b>	<b>100 pièces</b>

**Fabricant : ZARYS**