


| | | |
|---|-------------------------------|---|
|  | Marque : | Leukoplast® |
| | Classe CE : | I, non stérile |
| | Durée de vie : | 5 ans |
| | Année de mise sur le marché : | 2019 en France (Covermed® jusqu'en 2015 & Leukoplast® soft de 2015 à 2019) |
| | Code CLADIMED : | F51CA02 |
| | Code CND : | / |
| | Code GMDN : | 44990 |
| | Version : | F |
| | Date : | 13/06/2021 |

DONNEES PRODUIT

Description

Pansement adhésif constitué d'un support extensible en non tissé enduit d'une masse adhésive acrylique, d'une compresse médiane et d'un papier protecteur.

Caractéristiques

- Haute tolérance cutanée,
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, ce qui réduit le risque de macération,
- Doux,
- Conformable,
- Extensible,
- Compresse absorbante, neutre, non adhérente à la plaie,
- Retrait aisé et indolore,
- Pansement sans latex, sans phtalates.

Composition

Support : Non tissé, polyester extensible.

Masse adhésive : Acrylique.

Compresse : Non tissé blanc en viscose, polypropylène et polyéthylène, recouverte d'un film en polyéthylène.

Matières premières

Effectués par le fabricant.

Produits finis

Aspect, couleur du support, poids, force d'adhésivité sur acier, biocharge.

Conditionnement / Stérilisation

Bande à découper ou boîte de pansements prédécoupés. Produit livré non stérile.

Références

Bandes à découper

| Code EAN13 | Code Produit | Dimensions | Unité de commande | Unités par carton standard | Code LPPR |
|---------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| 4042809658668 | 76450-00 | 5 m x 4 cm | 1 | 28 | |
| 4042809658682 | 76450-01 | 5 m x 6 cm | 1 | 20 | |
| 4042809658705 | 76450-02 | 5 m x 8 cm | 1 | 16 | |

Bandes prédécoupées (Boîte de 10 bandes de 10 cm)

| Code EAN13 | Code Produit | Dimensions | Unité de commande | Unités par carton standard | Code LPPR |
|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| 4042809658958 | 76450-08 | 10 cm x 6 cm | 1 | 10 | |
| 4042809653359 | 76450-11 | 10 cm x 8 cm | 1 | 10 | |

Bandes prédécoupées (Boîte de 5 bandes de 10 cm)

| Code EAN13 | Code Produit | Dimensions | Unité de commande | Unités par carton standard | Code LPPR |
|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| 4042809658804 | 76450-05 | 10 cm x 4 cm | 1 | 10 | |
| 4042809658835 | 76450-06 | 10 cm x 6 cm | 1 | 10 | |
| 4042809657050 | 76450-09 | 10 cm x 8 cm | 1 | 10 | |

Pansements prédécoupés et emballés individuellement (Boîte de 30 pansements)

| Code EAN13 | Code Produit | Dimensions | Unité de commande | Unités par carton standard | Code LPPR |
|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| 4042809659177 | 76450-21 | Assortiment* | 1 | 10 | |

* Assortiment :

- 8 pansements standards 7,2 cm x 3,8 cm,
- 12 pansements standards 7,2 cm x 1,9 cm,
- 6 pansements pour ampoules Ø 2,2 cm,
- 4 patchs 3,8 cm x 3,8 cm.

Pansements prédécoupés et emballés individuellement (Boîte de 1000 pansements)

| Code EAN13 | Code Produit | Dimensions | Unité de commande | Unités par carton standard | Code LPPR |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| 4042809663440 | 76450-23 | 3,8 cm x 3,8 cm | 1 | 8 | |
| 4042809663471 | 76450-24 | 7,2 cm x 1,9 cm | 1 | 8 | |
| 4042809663501 | 76450-25 | 7,2 cm x 3,8 cm | 1 | 8 | |

Pansements prédécoupés et non emballés (Boîte de 500 pansements)

| Code EAN13 | Code Produit | Dimensions | Unité de commande | Unités par carton standard | Code LPPR |
|---------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| 4042809663532 | 76450-26 | 1,9 cm x 4 cm | 1 | 20 | |

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

Soins des plaies superficielles (coupures, lacérations, abrasions, à la suite d'une prise de sang ou une vaccination).

Contre-indications

Aucune connue.

CONSEILS D'UTILISATION**Mode d'emploi**

Appliquer la compresse du pansement sur la plaie.

Précaution d'emploi

Appliquer sur peau propre et sèche.

Accessoires associés

Non applicable.

Entretien

Non applicable.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**Autorisation de marquage CE**

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération...) et selon la réglementation locale.

| Distributeur | Fabricant légal |
|--|--|
| BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001 | BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485 |