

Aiguilles hypodermiques DispoFine Zarys, boîte de 100



1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Nom : FM Médical

Adresse : 2 rue de la justice
62410 BENIFONTAINE - FRANCE

Tél : + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax : +33 (0) 9 72 54 07 75

E-mail : contact@fournisseur-medical.com

Web : www.fournisseur-medical.com

2. Informations sur le fabricant du dispositif

Marque : ZARYS

Dénomination : Aiguilles DispoFine Zarys, boîte de 100

Référence : IN-...-ET

3. Descriptif du dispositif

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT			
• Le dispositif est destiné à une injection intraveineuse, intramusculaire et sous-cutanée. • Bonne rigidité et résistance. • Pointe de l'aiguille pointue pour réduire la douleur du patient. • Aiguille lubrifiée (huile de silicone médicale). • Pointe aiguisée en trois surfaces. • Type de biseau : biseau long standard LB/BL. • Débit inférieur à 5%.			
Gauge Taille	• Se référer sur la partie 4 ci-dessous	Caractéristiques	SANS LATEX SANS PHTALATE
Composition	• Aiguille en acier inoxydable • Moyeu PP • Gaine PEHD • Reliant l'aiguille au moyeu - résine époxy	Classification	Ila
Normes	• EN ISO 7864 - Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique. • EN ISO 6009 - Code couleur pour identification. • EN ISO 9626:2016 - Tubes à aiguilles en acier inoxydable pour la fabrication de dispositifs médicaux. • EN ISO 80369-7 - Raccords à petit diamètre pour liquides et gaz dans les applications médicales.		

4. Références, désignation et conditionnement

Code couleur	Références	Désignation
	IN-1838-ET	Aiguilles 18G 1.2x38mm, boîte de 100
	IN-2025-ET	Aiguilles 20Gx1 0.9x25mm, boîte de 100
	IN-2038-ET	Aiguilles 20Gx1 0.9x40mm, boîte de 100
	IN-2125-ET	Aiguilles 21Gx1 0.8x25mm, boîte de 100
	IN-2138-ET	Aiguilles 21Gx1'1/2 0.8x40 vert, boîte de 100
	IN-2232-ET	Aiguilles 22Gx1 1/4 0.7x30mm noir, boîte de 100
	IN-2238-ET	Aiguilles 22Gx1 1/2 0.7x40mm noir, boîte de 100
	IN-2325-ET	Aiguilles 23G 0.6x25mm,boîte de 100
	IN-2332-ET	Aiguilles 23Gx1 1/4 0.6x30mm, boîte de 100
	IN-2340-ET	Aiguilles 23G, 0.6x40mm, boîte de 100
	IN-2516-ET	Aiguilles 25Gx5/8 0.5 x16mm, boîte de 100
	IN-2525-ET	Aiguilles 25G 0.5x25mm, boîte de 100
	IN-2616-ET	Aiguilles 26G 0.45x16mm, boîte de 100