

Poche de froid

La poche de froid conserve la température et agit uniformément

- Peut se conserver au congélateur pour être toujours prête à l'emploi
- Reste souple jusqu'à -15°C
- Réutilisable
- Sachet en PE (Polyéthylène)

Mode d'emploi :

La poche de froid ne nécessite pas d'être placée au réfrigérateur ou au congélateur pour fournir du froid, il suffit simplement d'écraser la poche intérieure pour démarrer la réaction de refroidissement de -4°C à -8°C



Référence	Dimensions	Unité de vente
PFROID18x14	14 cm x 18 cm	À l'unité

FABRICANT :

Dispotech srl
Via Al Piano, 29
23020 Gordona (SO) – ITALIE



DISTRIBUE PAR :

SARL Fournisseur Matériel Médical (F.M. MEDICAL)
2, rue de la Justice
62410 Bénifontaine - France
RCS ARRAS 532 788 700

