

Hydrocoll ® Sacral

Pansement hydroactif

Référence 900945 Taille ou dimensions produit 18 x 18 cm Code ACL 4273172 Code EAN13 4049500284530



Produit

Hydrocoll ® Sacral est un pansement hydrocolloïde auto-adhésif et absorbant protégé par un film de polyuréthane, permettant les échanges gazeux, mais restant imperméable aux liquides et aux germes, et recouvert de colle acrylate de qualité médicale.

En absorbant l'exsudat de la plaie, l'hydrocolloïde forme un gel qui crée un milieu humide. La couche de gel empêche Hydrocoll d'adhérer à la plaie. Le renouvellement du pansement s'effectue sans léser les tissus de granulation et de ré-épithélialisation, et il est, par conséquent, presque indolore pour le patient.

Hydrocoll est auto-adhésif. La finesse et la souplesse du matériau lui permettent de bien s'adapter aux contours du corps. La surface hydrofuge et imperméable aux souillures d'Hydrocoll facilite les soins corporels quotidiens.

Indications / Classification

Hydrocoll ® Sacral est particulièrement indiqué dans le traitement des plaies modérément à peu exsudatives.

Hydrocoll ® Sacral est un dispositif médical de classe IIb (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

Hydrocoll ® Sacral est composé de trois couches :

- film en polyuréthane
- hydrocolloïde composé de carboxyméthylcellulose sodique, de polyisobutylène, d'un copolymère à blocs styrolène-isoprène-styrolène, d'un copolymère à blocs styrolène-isoprène
- colle acrylate recouverte d'un papier siliconé

Caractéristiques :

Structure souple semi-transparente avec bords extra-minces.

Forme anatomique « Coeur » spéciale région lombo-sacrée.

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Emballage en blister stérile, présentés en boîte.

Accompagné d'une notice d'emploi.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
900945	18 x 18 cm	1	10	8	30

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions blister	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
900945	18 x 18 cm	255 x 277 mm	263 x 21 x 285 mm	583 x 539 x 51 mm	1200 x 800 x 915 mm

Stérilisation

Par rayonnement Béta.
Durée de vie : 5 ans.

Précautions d'emploi

Tout traitement de plaies dont le processus cicatriciel est perturbé doit être précédé d'un examen médical visant à évaluer l'état de la plaie et à déterminer l'origine du retard de cicatrisation. Le traitement avec Hydrocoll ne remplace pas un traitement étiologique des troubles de la cicatrisation.

Contre-indications

Hydrocoll ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une allergie à un des composants. Hydrocoll ne doit pas être appliqué sur des zones de dénudements osseux, musculaires ou tendineux. Son utilisation est également contre-indiquée sur les plaies infectées, les mycoses et les brûlures du 3e degré.