

## Sonde rectale Longueur 40 cm, à l'unité



### 1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

**Nom :** FM Médical

**Adresse :** 2 rue de la justice

62410 BENIFONTAINE - FRANCE

**Tél :** + 33 (0) 9 72 52 70 35

**Fax :** +33 (0) 9 72 54 07 75

**E-mail :** [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)

**Web :** [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)

### 2. Informations sur le fabricant du dispositif

**Marque :** MEGRO GMBH & CO. KG

**Dénomination :** Sonde rectale, longueur 40 cm, vendue à l'unité

**Charrière :** CH18, CH20, CH22, CH25, CH30, CH35

**Références :** FM125518, FM125520, FM125522, FM125525, FM125530, FM125535

3. Descriptif du dispositif

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT			
Emballage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuel</li><li>• Emballage stérile</li></ul>	Stérile	Oui
Pointe	Pointe fermée	Oeil	2 yeux latéraux, avec bords perforés arrondis

4. Guide des tailles

GUIDE DES TAILLES			
<u>REFERENCES</u>	<u>CHARRIERE</u>	<u>LONGUEUR</u>	<u>CODE COULEUR</u>
FM125518	Ch 18	40 cm	ROUGE
FM125520	Ch 20	40 cm	JAUNE
FM125522	Ch 22	40 cm	VIOLET
FM125525	Ch 25	40 cm	BLEU
FM125530	Ch 30	40 cm	GRIS FONCÉ
FM125535	Ch 35	40 cm	GRIS

5. Conditions de conservation et de stockage

STOCKAGE	
Instructions de stockage	Conserver dans un endroit frais et sec, éviter la lumière directe du soleil.

6. Référence et conditionnement

Références	Conditionnement
FM125518 FM125520 FM125522 FM125525 FM125530 FM125535	Vendu à l'unité (Emballage individuel stérile)