



Cathéters courts veineux périphériques droits
en Téflon®, sans ailettes

BD Angiocath™

Steriles / usage unique / sans latex

BD Angiocath™ Gamme standard (sans ailettes)

GAUGE	Ø EXT. mm	LONGUEUR mm	CODE COULEUR	UNITÉS / BOÎTE Q.M.L.*	RÉFÉRENCE
14 G 1 1/4	2,1	30	orange	50 / 200	381164
14 G 2	2,1	48	orange	50 / 200	381167
16 G 1 1/4	1,7	30	gris	50 / 200	381154
16 G 2	1,7	48	gris	50 / 200	381157
18 G 1 1/4	1,3	30	vert	50 / 200	381144
18 G 2	1,3	48	vert	50 / 200	381147
20 G 1 1/4	1,1	30	rose	50 / 200	381134
20 G 2	1,1	48	rose	50 / 200	381137
22 G 1	0,9	25	bleu	50 / 200	381123
24 G 3/4	0,7	19	jaune	50 / 200	381112

BD Angiocath™ Gamme longue (sans ailettes)

GAUGE	Ø EXT. mm	LONGUEUR mm	CODE COULEUR	UNITÉS / BOÎTE Q.M.L.*	RÉFÉRENCE
10 G 3	3,4	76	marron clair	10 / 50	382287
12 G 3	2,8	76	rouge	10 / 50	382277
14 G 3 1/4	2,1	83	orange	10 / 50	382268
14 G 5 1/4	2,1	133	orange	10 / 50	382269
16 G 3 1/4	1,7	83	gris	10 / 50	382258
16 G 5 1/4	1,7	133	gris	10 / 50	382259

* Q.M.L. : Quantité Minimum Livrable

Caractéristiques

- Le biseau en «Y» de l'aiguille et l'extrémité profilée de la canule en Téflon® (P.T.F.E. = polytétrafluoroéthylène) permettent une ponction sûre et minimisent les risques de traumatisme veineux.
- Le cathéter BD Angiocath™ est radio-opaque.

Préconisations

- perfusion
- transfusion
- voie d'accès pour injection intraveineuse

Mode de stérilisation

- Oxyde d'éthylène (E.T.O.)

Marquage

- CE 0086

Sur demande

- Fiche technique n° ABV 5