

## FICHE PRODUIT

### Gants vinyle non poudrés



Conçu pour la protection des mains, les gants en vinyle offrent une solution économique et hygiénique pour les soins médicaux de courte durée. Sans latex ni poudre, ils conviennent aux personnes sensibles aux allergies de type I liées au caoutchouc naturel.

**Marque :** Procian

**Matériau :** Chlorure de polyvinyle

**Couleur :** Transparent

**AQL :** 1.5

**Code douanier :** 3926201100

**Caractéristiques :** 100% synthétique, sans protéine latex, sans DOP/DEHP. Facilité d'utilisation et d'ajustement. Convient pour la manipulation des aliments (sauf aliments gras). Alternative pour les personnes sensibles aux allergies de Type I. Ambidextre : facilité d'utilisation et d'ajustement, s'adapte aux deux mains.

**Date limite d'utilisation :** 5 ans

## Normes

ISO9001:2015

ISO13485:2016

ISO10993-10:2010,109935:2009

EN 455-1-2-3-4

EU 2017/745

EN ISO 374-1-2-4-5

EN ISO 21420

ISO374-5

EN ISO15223-1

ISO20417

EN ISO13485

ISO14971

EN ISO10993-1

EN ISO10993-10

EN ISO10993-5

EN ISO10993-23

## FICHE PRODUIT

### Références & EAN13

BPT\_202\_S - SVBE10004 : 6973069772017  
BPT\_202\_M - SVBE 10005 : 6973069772024  
BPT\_202\_L - SVBE 10006 : 6973069772031  
BPT\_202\_XL - SVBE10007 : 6973069772048

### Tailles, conditionnement et stockage

| Tailles       | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|
| Longueur (mm) | >240     | >240     | >240     | >240      |
| Largeur (mm)  | 80 ± 10  | 95 ± 10  | 110 ± 10 | ≥ 110     |

#### Conditionnement

100 gants par boîte - 215 x 110 x 57 mm  
10 boîtes par carton - 300 x 230 x 225 mm  
84 cartons par palette

#### Stockage

Protéger de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec à une température de 5-38° C.

### Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25  
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-  
medical.com

5003F Bd de la  
Fossé 11, 62160  
Grenay, FRANCE