



PBS LINE

FONCTIONS

PRODUCT LINES

CERTIFICATION

ACCESSOIRES

La série PBS se compose de 8 dimensions d'emballages de forme cylindrique pour l'élimination de déchets piquants coupants et tranchants. Les encoches sur le couvercle facilitent l'élimination et la désolidarisation des aiguilles tandis que les ailettes anti-reflux du couvercle évitent en cas de chute que les déchets ne se répandent.

Tous les modèles sont munis de fermeture provisoire et définitive ainsi que d'une poignée; les 4 les plus grands modèles sont munis d'une poignée ergonomique



## FONCTIONS

[top](#)

- Système d'ouverture pratique
- Fermeture temporaire et permanente
- Large ouverture pour l'élimination des objets volumineux
- Ailettes anti-reflux qui empêchent la sortie des déchets
- Désolidarisation des aiguilles
- Désolidarisation des stylos à insuline
- Niveau maximum de remplissage
- Résistant aux choc
- Résistant à la perforation
- Simplicité d'utilisation
- Facilité d'assemblage
- Stabilité optimale
- Base ronde
- Poignée résistante
- Poignée sur le corps pour faciliter le transport
- Étiquette personnalisable
- Autoclavable à 134°C pendant 18'
- Aucune émission de gaz nocifs lors de l'incinération
- Disponibilité de supports

## PRODUCT LINES

[top](#)



PBS 0,6 L



PBS 0,8 L



PBS 1,5 L



PBS 2 L



PBS 5 L



PBS 6 L



PBS 7 L



PBS 12 L

CERTIFICATION

[top](#)



ISO 23907-1:2019

TRBA 250





»Support pour chariot PBS 0,6-0,8



»Support pour chariot PBS 1,5-2



»Support pour chariot PBS 5-6



»Support pour chariot PBS 7-12



»Support en résine pour chariot PBS 1,5-2



»Plateau PBS 0,8-2



»Plateau double PBS 0,6-0,8-1,5-2



»Universal Tray PBS 0,6-0,8-1,5-2



»Support ventouse PBS 0,6-0,8-1,5-2