

MediSet® Set pansement SAD 1

Set de soins

Référence : 706063



(photo non contractuelle)

Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Indications / Classification

Set de soins préconisé lors de la réfection de tout type de pansement.

MediSet® Set pansement SAD 1 est un assemblage de dispositifs conforme à l'Article 22 du Règlement 2017/745.

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide de 2 alvéoles (du haut vers le bas) :

- * Sur le dessus :
 - 1 pince anatomique plastique verte 12,5 cm
 - 1 pince à mors fins plastique bleue 12,5 cm
- * 1ère alvéole : 3 tampons gaze 20 fils taille n°3 (prune)
- * 2ème alvéole : vide

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PET/PE
- papier 60 g/m²
- 2 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du n° de lot, de la date de péremption, et du sens de l'ouverture.

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
706063	60	64	180 x 58 mm	395 x 297 x 225 mm	1200 x 800 x 1950 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus faible.

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.