

Sterilux ® ES non stérile

Compresse de gaze 17 fils - 8 plis

Référence	Taille ou dimensions
418800	5 x 5 cm
418801	5 x 7,5 cm
418802	7,5 x 7,5 cm
418803	7,5 x 10 cm
418804	10 x 10 cm



Produit

Compresse de gaze hydrophile de coton 17 fils, 8 plis, non stériles, pliage chirurgical à bords rentrés.

La gaze est conforme à la norme EN 14079.

Indications / Classification

Compresse à usage unique, non-stérile utilisable par des professionnels et des non-professionnels sur peau humaine intacte ou lésée. Les compresses peuvent être utilisées :

- comme pansement primaire sur des blessures mineures
- comme pansement secondaire sur plaies aiguës ou chroniques
- pour nettoyer la peau
- pour absorber les fluides corporels
- comme barrière mécanique
- pour appliquer des substances externes (ex. : désinfectants, onguents)

Elles doivent être maintenues en place à l'aide d'un matériel de fixation adapté et peuvent être utilisées en cas de thérapie par compression.

Sterilux ® ES non stérile est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Gaze hydrophile de coton, blanche, conforme à la norme EN 14079.

Caractéristiques :

Caractéristiques physiques :

Fluorescence : absence

Fils chaîne / 100 mm : 100 +/- 5

Fils trame / 100 mm : 70 +/- 4

Charge minimale de rupture en chaîne : > ou = 50 N/50 mm

Charge minimale de rupture en trame : > ou = 30 N/50 mm

Masse par m² : > ou = 23 g/m²

Temps d'immersion : < ou = 10 secondes

Perte à la dessiccation : < ou = 8 %

Caractéristiques chimiques :

Tensioactifs : < ou = 2 mm

Acidité / Alcalinité : conforme

Taux de substances solubles dans l'eau : < ou = 0,5 %

Taux de substances solubles dans l'éther : < ou = 0,5 %

Amidon et dextrine : conforme

Colorants extractibles : conforme

Cendres sulfuriques : < ou = 0,4 %

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
418800	5 x 5 cm	Dimensions pliées : 5 x 5 cm environ Dimensions dépliées : 19,1 x 12,0 cm environ Surface : 229 cm ² environ
418801	5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 28,5 x 12 cm environ Surface : 342 cm ² environ
418802	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 28 x 17,2 cm environ Surface : 481 cm ² environ
418803	7,5 x 10 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 38 x 17,5 cm environ Surface : 665 cm ² environ
418804	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 38,5 x 21,5 cm environ Surface : 828 cm ² environ

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Les compresses sont regroupées dans des sachets en papier, protégés par un film en polyéthylène, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
418800	5 x 5 cm	100	30	120
418801	5 x 7,5 cm	100	10	228
418802	7,5 x 7,5 cm	100	10	182
418803	7,5 x 10 cm	100	10	130
418804	10 x 10 cm	100	10	84

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
418800	5 x 5 cm	52 x 52 x 142 mm	315 x 265 x 145 mm	1200 x 800 x 1890 mm
418801	5 x 7,5 cm	51 x 76 x 142 mm	270 x 160 x 142 mm	1200 x 800 x 1854 mm
418802	7,5 x 7,5 cm	76 x 76 x 142 mm	390 x 160 x 132 mm	1200 x 800 x 1866 mm
418803	7,5 x 10 cm	76 x 101 x 142 mm	390 x 210 x 132 mm	1200 x 800 x 1866 mm
418804	10 x 10 cm	102 x 102 x 142 mm	515 x 210 x 142 mm	1200 x 800 x 1890 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.

Contre-indications

Ne pas utiliser pour les interventions chirurgicales.