

MediSet® Set de pansement - N°4B

Set de soins



(photo non contractuelle)

Référence : 478605

Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Le set est proposé avec une étiquette de traçabilité avec code-barres, repositionnable, qui peut être collée dans le dossier patient.

Indications / Classification

Set de soins préconisé lors de la réfection de pansements légers.

MediSet® Set de pansement - N°4B est un assemblage de dispositifs médicaux.

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :

* Sur le dessus : 1 champ imperméable PP/PE 45 x 37,5 cm env.

* 1ère alvéole :

- 1 pince anatomique plastique verte 12,5 cm

- 1 pince anatomique plastique bleue 12,5 cm

* 2ème alvéole : 2 tampons gaze 20 fils taille n°3 (prune)

* 3ème alvéole : 3 tampons gaze 20 fils taille n°3 (prune)

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PET/PE

- papier 60 g/m²

- 3 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Étiquette de traçabilité reprenant la référence de l'article, le numéro de lot, la date de péremption, le logo HARTMANN et, en format code-barres EAN 128, le code EAN 13 de l'article et le numéro de lot.

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
478605	84	28	145 x 140 mm	595 x 395 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus faible.

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.