

Cosmopor® E

Pansement adhésif

Référence	Taille ou dimensions
900870	7,2 x 5 cm
900871	10 x 6 cm
900872	15 x 6 cm
900873	10 x 8 cm
900874	15 x 8 cm
900875	20 x 8 cm
900876	20 x 10 cm
900877	25 x 10 cm
900878	35 x 10 cm



Produit

Pansement adhésif stérile en nontissé très doux, muni d'un coussinet absorbant non adhérent.

Indications / Classification

Soins post-opératoires et traitement aseptique des plaies superficielles, notamment dans le cadre des premiers soins.

Cosmopor® E est un dispositif médical de classe I stérile (TUV - 0123).

Spécifications

Composition :

Nontissé : 100 % polyester.

Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée) - sans colophane

Coussin absorbant : 100 % viscose recouverte d'une résille en polyéthylène.

Papier : siliconé blanc.

Caractéristiques :

Coloris : blanc.

Bords du pansement : arrondis.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
900870	7,2 x 5 cm	Dimensions du coussin absorbant : 4 x 2,5 cm environ
900871	10 x 6 cm	Dimensions du coussin absorbant : 6,5 x 2,5 cm environ
900872	15 x 6 cm	Dimensions du coussin absorbant : 11 x 2,5 cm environ
900873	10 x 8 cm	Dimensions du coussin absorbant : 6,5 x 3,8 cm environ
900874	15 x 8 cm	Dimensions du coussin absorbant : 11 x 3,8 cm environ
900875	20 x 8 cm	Dimensions du coussin absorbant : 16 x 3,8 cm environ
900876	20 x 10 cm	Dimensions du coussin absorbant : 16 x 5,5 cm environ
900877	25 x 10 cm	Dimensions du coussin absorbant : 20,5 x 5,5 cm environ
900878	35 x 10 cm	Dimensions du coussin absorbant : 30,5 x 5,5 cm environ

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Présentation / Conditionnement

Individuelle sous pochette papier-papier pelable.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
900870	7,2 x 5 cm	1	50	20	54
900871	10 x 6 cm	1	25	27	45
900872	15 x 6 cm	1	25	18	55
900873	10 x 8 cm	1	25	22	60
900874	15 x 8 cm	1	25	14	63
900875	20 x 8 cm	1	25	12	64
900876	20 x 10 cm	1	25	12	54
900877	25 x 10 cm	1	25	8	66
900878	35 x 10 cm	1	25	8	48

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
900870	7,2 x 5 cm	81 x 120 mm	128 x 91,5 x 86,5 mm	480 x 270 x 192 mm	1200 x 800 x 1878 mm
900871	10 x 6 cm	150 x 91 mm	158 x 101,5 x 51,5 mm	497 x 167 x 323 mm	1200 x 800 x 1767 mm
900872	15 x 6 cm	199 x 91 mm	208 x 101,5 x 51,5 mm	328 x 226 x 328 mm	1200 x 800 x 1790 mm
900873	10 x 8 cm	150 x 111 mm	158 x 121,5 x 51,5 mm	584 x 261 x 177 mm	1200 x 800 x 1920 mm
900874	15 x 8 cm	197 x 114 mm	208 x 121,5 x 51,5 mm	378 x 261 x 227 mm	1200 x 800 x 1739 mm
900875	20 x 8 cm	244 x 114 mm	258 x 141,5 x 51,5 mm	382 x 276 x 225 mm	1200 x 800 x 1950 mm
900876	20 x 10 cm	247 x 134 mm	258 x 121,5 x 51,5 mm	584 x 169 x 277 mm	1200 x 800 x 1812 mm
900877	25 x 10 cm	298 x 133 mm	313 x 141,5 x 51,5 mm	430 x 331 x 160 mm	1200 x 800 x 1910 mm
900878	35 x 10 cm	401 x 131 mm	413 x 141,5 x 51,5 mm	426 x 301 x 225 mm	1200 x 800 x 1950 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 5 ans après la stérilisation.