


Foliodrape ® Protect Champ opératoire troué

Champ opératoire



Référence	Taille ou dimensions
277503	45 x 75 cm
277511	75 x 90 cm
277549	50 x 60 cm
936200	100 x 150 cm

Produit

Champ opératoire en nontissé absorbant et imperméable, troué. Stérile à usage unique.


Le champ est conforme à la norme NF EN 13795 et correspond au niveau haute performance zone critique (dossier technique général disponible sur demande).

Indications / Classification

Utilisé pour la protection stérile du patient.

Foliodrape ® Protect Champ opératoire troué est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications



Matériau Protect :

- 1 couche de nontissé absorbant en polypropylène hydrophile
- 1 couche en polyéthylène

Coloris : bleu aqua

Caractéristiques :

Dimensions fenêtre :

277503 : Ø 7 cm

277511 : Ø 10 cm

277549 : Ø 5 cm

936200 : 7 x 10 cm

Position fenêtre : centrée

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Simple emballage : blister souple pelable papier / complexe.
Présentation en boîte distributrice.

Référence	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
277503	1	65	4	20
277511	1	40	4	20
277549	1	70	4	20
936200	1	40	2	20

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
277503	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277511	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277549	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
936200	368 x 274 x 296 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm



Fabrication et Stérilisation

Lieu de fabrication : République Tchèque
Mode de stérilisation : A l'oxyde d'éthylène.
Lieu de stérilisation : République Tchèque
Péremption à : 5 ans après la stérilisation.