


Foliodrape® Protect Champ opératoire troué adhésif Champ opératoire



Référence	Taille ou dimensions
277517	75 x 90 cm
277537	50 x 60 cm
277545	120 x 150 cm
936176	150 x 170 cm

Produit

Champ en nontissé absorbant et imperméable, troué (fenêtre ronde avec adhésif). Stérile à usage unique.


Le champ opératoire est conforme à la norme NF EN 13795 et correspond au niveau haute performance zone critique (dossier technique général disponible sur demande).

Indications / Classification

Utilisé pour la protection stérile du patient.

Foliodrape® Protect Champ opératoire troué adhésif est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

Spécifications



Matériau Protect :

- 1 couche de nontissé absorbant en polypropylène hydrophile
- 1 couche en polyéthylène
- coloris : bleu aqua

Caractéristiques :

Dimensions fenêtre :

- 277537 : Ø 7 cm
- 277517 : Ø 7 cm
- 277545 : Ø 7 cm
- 936176 : Ø 12 cm

Position fenêtre : centrée

Bande adhésive autour de la fenêtre.

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Simple emballage : blister souple pelable papier et complexe (PA/PE).
Présentation en boîte distributrice.

Référence	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
277517	1	40	4	20
277537	1	70	4	20
277545	1	18	2	20
936176	1	22	2	20

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
277517	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277537	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277545	368 x 274 x 296 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
936176	368 x 274 x 296 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm



Fabrication et Stérilisation

Lieu de fabrication : République Tchèque.
Mode de stérilisation : A l'oxyde d'éthylène.
Lieu de stérilisation : République Tchèque.
Péremption à : 5 ans après la stérilisation.