

## MediSet® Set de pansement - 1

### Set de soins

Référence : 480126



(photo non contractuelle)

#### Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Le set est proposé avec une étiquette de traçabilité avec code-barres, repositionnable, qui peut être collée dans le dossier patient.

#### Indications / Classification

Set de soins proposé lors de la réfection de tout type de pansement.

MediSet® Set de pansement - 1 est un assemblage de dispositifs conforme à l'Article 22 du Règlement 2017/745.

#### Spécifications

##### Composition :

Dans un blister rigide de 3 alvéoles :

- Sur le dessus : 1 champ PP/PE 45 x 37,5 cm env.
- 1ère alvéole : 1 pince anatomique plastique bleue 12,5 cm  
1 pince anatomique plastique verte 12,5 cm
- 2ème alvéole : 5 tampons gaze 20 fils taille n°3 (prune)
- 3ème alvéole : 5 compresses nontissé 30 g/m<sup>2</sup> 4 plis 7,5 x 7,5 cm

Absence de latex.

#### Présentation / Conditionnement

##### Blister rigide :

- film PET/PE
- papier 60 g/m<sup>2</sup>
- 3 alvéoles

Indication claire de la composition, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Étiquette de traçabilité reprenant la référence de l'article, le numéro de lot, la date de péremption, et en format code-barres EAN 128, le code EAN 13 de l'article et le numéro de lot.

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
480126	75	28	175 x 140 mm	595 x 395 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm

#### Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus faible.

#### Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.