


FICHE TECHNIQUE

Thermomètres



Visuel non contractuel

Affichage des informations



Désignation commerciale	Thermomètre infrarouge frontal
Code SAP	HYG_021
Code EAN	6953775658034
Provenance	Chine
Normes	Norme CE
Garantie	2 ans
Champ d'application	Mesure précise de la température frontale sans contact
Caractéristiques	Affichage LED Mémoire jusqu'à 32 températures Temps de mesure <1s Batterie remplaçable
Alimentation électrique	Piles AAA 2x1.5V non incluses
Dimensions du produit	144x78x37 mm
Poids du produit	88 gr.
Options	°C ou °F sélectionnable et détection de chaleur sur le front
Caractéristiques	Affichage LED Mémoire jusqu'à 32 températures Temps de mesure <1s Batterie remplaçable
Spécificités	Intervalle de température : 32,0°C - 42,2°C Marge d'erreur : 0,1°C Précision de base : 35,0°C ~ 42,0°C (±0,2°C) 32,0°C ~ 34,9°C (±0,3°C) 42,1°C ~ 42,2°C (±0,3°C) Distance de mesure : 15 ~ 50 mm Temps de mesure : 1 sec