

## Fiche Technique – Masque Chirurgical Type IIR – Fixation élastiques

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation :             | Masque Chirurgical – Type IIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe :                  | Type IIR - selon EN 14683+AC : 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Référence :               | Voir Tableau ci-dessous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Composition :             | <b>Matériaux (sans latex, sans fibre de verre) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Face extérieure et intérieure en polypropylène</li> <li>• Média filtrant en polypropylène (meltblown)</li> <li>• Brides élastiques en caoutchouc (spandex) – Sans Latex</li> <li>• Barrette nasale en acier/polypropylène</li> <li>• Soudures par ultrason</li> </ul> |
| Entretien :               | Sans entretien, usage unique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temps de port conseillé : | 4 heures maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durée de vie :            | 5 ans à partir de la date de fabrication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Emballage :               | Boîte de 50 demi-masques – Dim. (L x l x H) - 105 x 90 x 205 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conformité :              | Norme EN 149:2001 + A1:2009 - Type IIR<br>Règlement (UE) 2017/745 relatif aux Dispositifs Médicaux                                                                                                                                                                                                                                                                  |


**AURIOL**  
MASQUES



### Modèles et références :

| Modèle/Taille | Coloris        |                |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | BLEU           | NOIR           | BLANC          | ROSE           | VERT           | CAMOUFLAGE     |
| ADULTE        | Ref. CH3A1EB01 | Ref. CH3A1EN01 | Ref. CH3A1EW01 | Ref. CH3A1EP01 | Ref. CH3A1EG01 | Ref. CH3A1EC01 |
| SLIM          | -              | -              | -              | Ref. CH3A2EP01 | -              | -              |

### Caractéristiques Techniques :



| N°    | Désignation                 | Matière                             | Dimensions / Grade  |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1     | Face intérieure             | 100% Polypropylène (spunbond SS)    | 25 g/m <sup>2</sup> |
| 2     | Média filtrant              | 100% Polypropylène (meltblown)      | 30 g/m <sup>2</sup> |
| 3     | Face extérieure             | 100% Polypropylène (spunbond SSS)   | 25 g/m <sup>2</sup> |
| 4 - 5 | Elastiques de fixation (x2) | Caoutchouc synthétique – Sans Latex | 3 x 180 mm          |
| 6     | Pince nez                   | Fil Acier + Polypropylène           | 1 x 100 mm          |

| Modèle/<br>Taille | L x H<br>(mm) |
|-------------------|---------------|
| ADULTE            | 175 x 95      |
| SLIM              | 165 x 95      |

## Fiche Technique – Masque Chirurgical Type IIR – Fixation élastiques

### Performances Techniques :

| Essai (EN 14683+AC)                             | Méthode d'essai                      | Performance |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Efficacité de filtration bactérienne (EFB) (%)  | EN14683 Annexe B                     | ≥ 98        |
| Pression différentielle (Pa/cm2)                | EN14683 Annexe C                     | < 60        |
| Propreté microbienne (ufc/g)                    | EN14683 Annexe D<br>+ EN ISO 11737-1 | ≤ 30        |
| Pression de la résistance aux projections (kPa) | ISO 22609                            | ≥ 16        |

### Design/finition disponibles :

Masque Chirurgical - Standard



Finition « **Standard** »

Masque Chirurgical - Médical Confort +



Finition « **Confort +** »  
Présence d'une **doublure latérale**  
=> Plus **doux & confortable**

### Conditionnements :



| Désignation                            | Qté<br>masques | Dimensions – L x l x H<br>(mm) | Poids brut moyen<br>(kg) |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Boîte de 50 masques                    | 50             | 105 x 90 x 205                 | 0,22                     |
| Carton de 40 boîtes de 50 demi-masques | 2000           | 530 x 370 x 410                | 9,10                     |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiche Technique – Masque Chirurgical Type IIR – Fixation élastiques</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |       |                   |        |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|
| Palette de 16 cartons de 640 boîtes de 50 demi-masques | 32000 | 1200 x 800 x 1822 | 166,40 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|