

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Compresses oculaires

Eycopad ® non stérile

Référence	Taille ou dimensions produit
415650	56 x 70 mm
417650	70 x 85 mm

Produit

Compresses oculaires ovales composées de coton hydrophile entouré de gaze hydrophile.

Eycopad ® non stérile est un dispositif médical de classe I.

Indication

Protection et soins oculaires.

Spécifications

Composition :

Gaze hydrophile de coton 24 fils et coton hydrophile.

Caractéristiques :

Caractéristiques de la gaze :

Fluorescence à 360 nm : absence sauf fibres isolées accidentelles

Fils chaîne / 10 cm : 120 +/- 6

Fils trame / 10 cm : 120 +/- 6

Charge minimale de rupture en chaîne / 5 cm : 60 N

Charge minimale de rupture en trame / 5 cm : 50 N

Masse par m² : 32,0 g/m²

Tensioactif : < ou = 2 mm

Acidité et alcalinité : pas de virage de l'hélianthine ni de la phénolphtaléine

Taux de substances solubles dans l'eau : < ou = 0,5 %

Taux de substances solubles dans l'éther : < ou = 0,5 %

Temps d'immersion : < ou = 10 secondes

Perte à la dessiccation : < ou = 8 %

Amidon et dextrine : néant

Colorants extractibles : pas de coloration

Cendres sulfuriques : < ou = 0,4 %

Caractéristiques du coton :

Couleur : blanche

Fluorescence à 360 nm : absence sauf fibres isolées accidentelles

Coefficient d'absorption d'eau : > ou = 23 g/g

Temps d'immersion : < ou = 10 secondes

Perte à la dessiccation : < ou = 8 %

Acidité et alcalinité : pas de virage de l'hélianthine ni de la phénolphtaléine

Fibres étrangères : absence ou accidentellement 2 %

Colorants extractibles : pas de coloration

Taux de substances solubles dans l'eau : $< \text{ou} = 0,5 \%$
Taux de substances solubles dans l'éther : $< \text{ou} = 0,5 \%$
Cendres sulfuriques : $< \text{ou} = 0,4 \%$
Présence de neps après cardage : inférieure à 300 neps par gramme de coton cardé (étalon de la pharmacopée)

La gaze est conforme à la norme NF EN 14079.

Absence de latex.
Absence de colophane.
Absence de phtalates.

Présentation / Conditionnement

En boîte, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
415650	56 x 70 mm	50	15	30
417650	70 x 85 mm	50	15	24

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
415650	56 x 70 mm	300 x 150 x 50 mm	465 x 303 x 270 mm	1200 x 800 x 1866 mm
417650	70 x 85 mm	300 x 180 x 50 mm	555 x 363 x 270 mm	1200 x 800 x 1866 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.