

Container, collecteur d'aiguilles 4L DASRI AP, base carrée



1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Nom : FM Médical

Adresse : 2 rue de la justice
62410 BENIFONTAINE - FRANCE

Tél : + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax : +33 (0) 9 72 54 07 75

E-mail : contact@fournisseur-medical.com

Web : www.fournisseur-medical.com

2. Informations sur le fabricant du dispositif

Marque : DASRI

Dénomination : Container, collecteur d'aiguilles 4L DASRI AP, base carrée

Référence : CS4

3. Descriptif du dispositif

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT			
Caractéristiques	• Couvercle à large ouverture pour objets volumineux. • Fermeture provisoire. • Fermeture définitive. • Poignée pour faciliter le transport. • Résistant à la perforation. • Autoclavable à 134°C pendant 18 min.		
Forme de la base	Carrée	Volume Capacité	4L 3.4L
Normes	Conforme aux normes NF TRBA 250, ISO 23907. Matériel médical CE.		
Dimensions	16,7 x 16,7 x 28,5cm		

4. Référence et conditionnement

Références	Conditionnement
CS4	L'unité