

A.D.S.
B.P. 10
26270 Loriol sur Drome

Tél : 04.75.61.77.71
Fax : 09.71.70.30.26

FICHE TECHNIQUE

Réf : DP2070

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise qui fabrique et distribue :

A.D.S.
B.P. 10
2235 Chemin des Archipuits
26270 Loriol sur Drome
Tel: 04 75 61 77 71 - Fax : 09 7170 30 26
e-mail : velly.ads@wanadoo.fr

2. Coordonnées du responsable qualité :

Mr Jean-Luc VELY
Tel: 04 75 61 77 71
Fax : 09 7170 30 26
e-mail : velly.ads@wanadoo.fr

3. Informations sur le dispositif :

- | | |
|--|---|
| 3.1 Définition : | Protection à usage unique non stérile dans laquelle on glisse la pièce à mordre assurant l'hygiène lors de la réalisation du panoramique dentaire |
| 3.2 Dénomination commune : | PROTECTION DENTAIRE A USAGE UNIQUE |
| 3.3 Références Catalogue : | DP2070 |
| 3.4 Classe du DM : | Classe I |
| 3.5 Directive de l'UE applicable : | conforme à la directive 93/42/CEE et aux dispositions du Livre Vbis du de la Santé Publique |
| 3.6 Particularités : | dispositif à usage unique
dispositif non stérile |
| 3.7 Date de 1ère mise sur le marché dans l'UE : | antérieure à 1997 |

4. Conditionnement / Emballages :

UCD : (Unité de commande) Boîte de 500 unités
CDT : (Multiple de l'UCD) Boîte de 500 unités
QML : (Quantité minimale de livraison) Boîte de 500 unités

5. Composition du dispositif et Accessoires :

5.1 Matière première :

PE BD - Polyéthylène basse densité transparent conforme à la réglementation en vigueur dans la Communauté Européenne.
PE BD recyclable.
Absence de latex

5.2 Epaisseur :

35 microns (tolérance + / - 10 %)

5.3 Dimensions :

23 mm x 70 mm (tolérance + / - 10 %)
ouverture sur les 23 mm (tolérance + / - 10 %)

6. Mode d'emploi :

Gaine de protection pour les pièces à mordre facile d'utilisation dans laquelle on glisse la pièce à mordre avant de positionner le patient pour la réalisation d'un panoramique dentaire.

7. Conditions de conservation et de stockage :

- Conserver dans un local sec à température ambiante.

