

Dossier d'information Euro Pharmat

Raccord biconique droit

881.00 - 881.11 - 881.13 - 881.30 - 881.31 - 881.33 - 881.35 - 881.37 - 881.44 - 881.47 - 881.51 - 881.53 -
881.57 - 881.66 - 881.71 - 881.77


Mise à jour du : 13-12-2013

1 Renseignements Administratifs concernant l'entreprise

1.1	Nom : Vygon SA	
1.2	Adresse complète : 5 rue Adeline - 95440 Ecouen, France	Fax : + 33 (0)1 34 29 19 34 Courriel : questions@vygon.com Site Internet : www.vygon.com
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance : Agnès MIGNOT	Tél : 01 39 92 63 51 Fax : 01 39 92 64 82 Courriel : quality@vygon.com

2 Informations sur dispositif ou équipement


2.1	Dénomination commune : RACCORD BICONIQUE UU
2.2	Dénomination commerciale : Raccord biconique droit
2.3	
2.4	Classe du DM : IIa Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE Selon annexe n° : II Numéro de l'organisme notifié : 0459 Fabricant du DM : Vygon
2.5	Descriptif du dispositif : Raccords biconiques droits en polypropylène et raccord universel biconique droit en ABS pour la REF 881.00.



2.6 Conditionnement / emballages


Code	UCD	CDT	QML	Caisse
881.00	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	540 (Boîte caisse)
881.11	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	1440 (Boîte caisse)
881.13	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	1440 (Boîte caisse)
881.30	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	1440 (Boîte caisse)
881.31	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	1440 (Boîte caisse)
881.33	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	2880 (Boîte caisse)
881.35	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	1440 (Boîte caisse)
881.37	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	2880 (Boîte caisse)
881.44	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	2880 (Boîte caisse)
881.47	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	2880 (Boîte caisse)
881.51	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	1440 (Boîte caisse)
881.53	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	1440 (Boîte caisse)
881.57	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	1440 (Boîte caisse)
881.66	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	2880 (Boîte caisse)
881.71	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	1440 (Boîte caisse)
881.77	1 (Blister souple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	2880 (Boîte caisse)

Exemple



Caractéristiques de la référence :

Code	Raccord
	Diamètre externe mm
881.00	6.5-15.0 / 6.5-15.0
881.11	10-13 / 10-13
881.13	13-15 / 13-15
881.30	13,5-15,5 / 12-10
881.31	3-5 / 10-13
881.33	3-5 / 3-5
881.35	13-15 / 5-7
881.37	3-5 / 7-10
881.44	4-6 / 4-6
881.47	4-7 / 7-10
881.51	5-7 / 10-13
881.53	13-15 / 3-7
881.57	13-15 / 7-10
881.66	6-8 / 6-8
881.71	7-10 / 10-13
881.77	7-10 / 7-10

2.7	Composition du dispositif et accessoires : 881.00		
	ELEMENTS	REPERE	MATERIAUX
	Raccord (Excepté code 881.00 : ABS)		PP
	<div data-bbox="448 376 1211 918">  </div> <p>Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires : Absence de latex Absence de DEHP Absence de produit d'origine animale ou biologique Apyrogène</p>		
2.8	Domaine - Indications : Raccords biconiques pour raccorder entre eux des tubes de même diamètre, ou des tubes de diamètres différents.		

3 Accessoire(s)

4 Procédé de stérilisation

	DM stérile : OUI Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène
--	--

5 Conditions de conservation et de stockage

5.1	Conditions normales de conservation & de stockage : Stockage à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.
5.2	
5.3	Durée de la validité du produit : 60 mois

6 Sécurité d'utilisation

Sécurité technique :

Respecter les règles d'hygiène et de sécurité habituelles.

7 Conseils d'utilisation

7.1

7.2

Indications :

Raccords biconiques pour raccorder entre eux des tubes de même diamètre, ou des tubes de diamètres différents.

7.3

7.4

8 Informations complémentaires