

## TENSONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER

Réf. 527522



# TENSONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Réf. 527522

**Idéal pour automesure régulière, avec un très haut niveau de précision et une utilisation simple**

#### TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

#### FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé

#### USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

---

NOUVELLE COULEUR : Myrtille

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446022617

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

#### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,288

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 55

Humidité mini : 15

Humidité maxi : 90



31/03/2022 01:20 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 527522

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.