



Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00  
Fax: 01 30 05 34 43  
<https://www.medline.eu/fr>



## Fiche technique

# ACCESSOIRES D'ASPIRATION

## Chaussettes de prélèvement

### Référence(s)

OR123, OR124, OR125, OR169

### Description

La chaussette de prélèvement est utilisée pour recueillir et retenir des échantillons solides dans le but de les analyser.

Elle doit être introduite dans le site ACCESSOIRE du bocal d'aspiration Medline et raccordée à une tubulure d'aspiration de diamètre interne de 7 à 10 mm.

Une fois les échantillons récupérés, la chaussette doit être découpée pour l'analyse.

Référence	Description	Longueur (cm)	Diamètre de raccord mm	Compatibilité Tubulure Medline
OR123	Format court – blanc	9	7mm	ORNEX
OR124	Format large - bleu	23	10mm	TUB106(H) TUB1010(H)
OR125	Format standard - blanc	23	7mm	ORNEX
OR169	Format large – jaune	23	14mm	TUB106H TUB1010H

### Matière(s)

Polypropylène et fibres de polyester – Sans latex – Sans DEHP

### Conditionnement / Emballage

Emballés par sachet de 10 chaussettes  
100 chaussettes par carton (10x10 sachet)

### Stérilisation

Non stérile

### Fabricant

Medline Industries, LP. Northfield, IL 60093 USA. - EN ISO 13485

### Règlementation

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux (UE) 2017/745 & UK MDR  
Classe du dispositif: I non stérile

- Veuillez consulter l'étiquette et le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



Sans latex



© 2023 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_SPECIMEN-SOCKS\_FR05