



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Saline ZR[®] seringue de rinçage

Référence(s)	<table border="1"> <tr> <td>EMZG131800</td> <td>Une seringue de 10 ml - volume de remplissage salin 3 ml</td> </tr> <tr> <td>EMZG151600</td> <td>Une seringue de 10 ml - volume de remplissage salin 5 ml</td> </tr> <tr> <td>EMZG111600</td> <td>Une seringue de 10 ml - volume de remplissage salin 10 ml</td> </tr> </table>	EMZG131800	Une seringue de 10 ml - volume de remplissage salin 3 ml	EMZG151600	Une seringue de 10 ml - volume de remplissage salin 5 ml	EMZG111600	Une seringue de 10 ml - volume de remplissage salin 10 ml
EMZG131800	Une seringue de 10 ml - volume de remplissage salin 3 ml						
EMZG151600	Une seringue de 10 ml - volume de remplissage salin 5 ml						
EMZG111600	Une seringue de 10 ml - volume de remplissage salin 10 ml						
Description	<p>Seringues préremplies destinées au rinçage des cathéters IV et des tubulures IV. Disponible en différents volumes. Solution stérile et circuit fluide (SAL 10⁻⁶), sans agents de conservation, solution isotonique aqueuse non-pyrogène de chlorure de sodium. Chaque mL contient 9 mg/mL de chlorure de sodium. La concentration osmolaire totale de la solution est de 0,31 mOsm/mL (calc.). Le pH de la solution est de 4,5-7,0.</p>						
Matière(s)	<p>Seringue (corps et piston) : Polypropylène Piston : Polyisoprène Capuchon : Polypropylène, TPE Solution saline : Chlorure de Sodium 0,9%</p>						
Conditionnement	<p>EMZG131800 : 100 unités par boîte, 8 boîtes par carton, 800 unités par carton EMZG151600: 100 unités par boîte, 6 boîtes par carton, 600 unités par carton EMZG111600: 100 unités par boîte, 6 boîtes par carton, 600 unités par carton</p>						
Conditionnement	Sachet tubulaire à une unité / Durée de vie : 2 ans à compter de la date de fabrication						
Fabricant	Excelsior Medical, LLC (une entreprise Medline), 1933 Heck Avenue, Neptune, NJ 07753, États Unis Certifié EN ISO 13485						
Représentant autorisé	Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, Pays-Bas						
Réglementation	Conforme à la Directive 93/42/CEE Classe du dispositif: IIa Règle 6.						

Révision: 3

Document Title: FINT.441FR - Fiche technique

Document Number: EU1-00004-F-00027

