

## MediSet® Set de sondage urinaire - N° 1

### Set de soins

Référence : 470058



(photo non contractuelle)

#### Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Le produit est proposé avec une étiquette de traçabilité avec code-barres, repositionnable, qui peut être collée dans le dossier patient.

#### Indications / Classification

Set de soins préconisé pour la préparation de la peau, des muqueuses et/ou de la sonde lors de la pose d'une sonde urinaire.  
Ne contient pas la sonde.

MediSet® Set de sondage urinaire - N° 1 est un assemblage de dispositifs médicaux.

#### Spécifications

##### Composition :

Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :

- \* Sur le dessus :
  - 1 champ imperméable cellulose/PE 90 x 75 cm env.
  - 1 champ imperméable cellulose/PE troué (trou centré Ø 10 cm) 90 x 75 cm env.
  - 1 pince Kocher plastique bleue 14 cm
- \* 1ère alvéole :
  - 1 seringue Luer 20 ml 3 pièces embout excentré
  - 1 gel lubrifiant 2,7 ml
- \* 2ème alvéole :
  - 1 ampoule d'eau stérile 20 ml
  - 5 compresses nontissé 30 g/m<sup>2</sup> 4 plis 7,5 x 7,5 cm

Absence de latex.

#### Présentation / Conditionnement

##### Blister rigide :

- film PET/PE
- papier 60 g/m<sup>2</sup>
- 2 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Étiquette de traçabilité reprenant la référence de l'article, le numéro de lot, la date de péremption, le logo HARTMANN et, en format code-barres EAN 128, le code EAN 13 de l'article et le numéro de lot.

Accompagné de 2 notices d'emploi par carton (gel lubrifiant et ampoule d'eau stérile).

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
470058	36	28	290 x 140 mm	595 x 395 x 256 mm	1200 x 800 x 1942 mm

## **Stérilisation**

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.

## **Précautions d'emploi**

Des précautions particulières peuvent s'appliquer pour l'utilisation du set selon sa composition (se référer à la documentation jointe au set et aux marquages).

## **Conservation / Stockage**

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil, à une température supérieure à 0°C.