

FICHE TECHNIQUE

Blouse de protection / isolation à usage unique

Blouse de protection à usage unique. Permet de limiter la transmission d'agents infectieux entre le personnel soignant et les patients durant les interventions chirurgicales.

Marque : FM Médical

Composition : POLYPROPYLENE non-tissé, sans latex, poignets JERSEY, blouse non stérile

Couleur : Vert

Normes : ISO 13485

Marquage : CE MDR

Fabrication : Made in China



Dimensions, grammage et conditionnements

Dimensions	120x135 cm
Grammage	25gr/m ²
Conditionnements	Sachet de 10 blouses Carton de 10 sachets (100 blouses)

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la
Fossé 11, 62160
Grenay, FRANCE