

Dénomination	Change complet respirant
Taille	T3 / Large
Référence	711024
Code ACL/EAN	7322540647266
Marquage CE	86224
Poids total (+/- 7%)	164 g
Dimension produit (+/- 7%)	976 x 800 mm
Dimension matelas (+/- 7%)	730 x 300 mm
Tour de taille du patient	92 à 144 cm

Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	3555 ml
Vitesse d'acquisition (s)	10 s

Respirabilité	
Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Côtés	Respirant

Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex Accrédité par la Skin Health Alliance
Garde au sec rapide	Voile d'acquisition sur le matelas



accrédité  
par la  
Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT		
Nbre de pièces / sachet		24
Nbre de sachets / carton		3
Nbre cartons / palette		24
Compactage		Oui
Poids du carton		12,56 kg
Volume carton m3		0,074
Volume m3 / 100 pièces		0,103
Site de production		Olawa (Pologne)

## COMPOSITION

FILM EXTERIEUR		Intraversable, souple, silencieux et résistant
Couleur		Blanc avec deux bandes violettes en pointillés
Composition		Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit Polyéthylène et Polypropylène
Technologie ConfioAir™		Voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer

VOILE INTERIEUR	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
Composition		Non tissé
Poids		15 g/m²

DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	132,7 g
	Textile Feel	Une matière douce pour un toucher textile
	PULPE	
	Nature	Pulpe chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
Poids	103 g	
SAP		
Nature	Polyacrylate de Sodium ODOUR NEUTRALIZER™ : limite la diffusion des odeurs	
Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas	
Poids	29,7 g	

AUTRES	BARRIERES DE SECURITE	
	Composition des élastiques	Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale Polyester-Polyuréthane
	ATTACHES ADHESIVES LARGES	
		Velcro et adhésifs (3 cm)

## BENEFICES PRODUIT

<b>Identification</b>	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
<b>Facilité d'utilisation</b>	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé
<b>Ergonomie</b>	Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient .

### Confort et Sécurité

**MULTI-FIXATIONS** Des attaches larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois

**RESPIRABILITE** Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané

**TEMOIN DE MICTION** Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit

**BARRIERES DE SECURITE** Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.