



## STERIMA FICHE TECHNIQUE

<b>DATE :</b>	12.06.2014
<b>PRODUIT :</b>	<b>SET PANSEMENT 2A/N</b>
<b>N° D'ARTICLE :</b>	<b>706044</b>
<b>COMPOSITION :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 champ de soins 38 x 45 cm</li><li>- 1 Pince à mors fins</li><li>- 1 Pince anatomique verte</li><li>- 5 Tampons en nontissé T2 noir</li><li>- 1 Blister 4 compartiments</li></ul>
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	80 unités par carton Carton : 486 mm x 293 mm x 314 mm 30 cartons par palette
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• champ de soins : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m<sup>2</sup> - 38 x 45 cm – coloris bleu</li><li>• pince mors fins : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 12,6 cm</li><li>• pince anatomique : polypropylène renforcé en fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert - 12,5 cm</li><li>• tampons : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m<sup>2</sup> - taille noir</li><li>• blister : PET/PE 350µm - papier médical 60 g/m<sup>2</sup></li></ul> <p>☞ Absence de latex</p>
<b>MODE DE STERILISATION :</b>	à l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans
<b>UTILISATION :</b>	Set préconisé lors de la réfection de tous types de pansement
<b>CLASSIFICATION :</b>	I stérile
<b>MARQUAGE CE :</b>	CE-0123 (TÜV)

