



Microperfuseurs épicroanien Venofix - Boîte de 50

Avec ailette de fixation souple et anti-dérapante.

Tubulure souple 30 cm.
Aiguille 16, 19 et 20 mm suivant la dimension. Code couleur ISO 6009:2016.

Raccord Luer avec obturateur.

[Peut s'utiliser avec les adaptateurs à prélèvements.](#)

Conditionné sous pochette individuelle stérile, validité 5 ans.
Vendu par boîte de 50 microperfuseurs.

Matériel médical CE

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

Avec ailette de fixation, aiguille ultra-fine et tubulure souple. Validité: 5 ans.