

Foliodress® Cap Comfort Rondo

Calot pour chirurgien en nontissé



Référence
992463

Produit


Coiffe de chirurgie ronde en nontissé, à usage unique, doublé sur son contour.
Non stérile.

Indications / Classification

Recouvrement des cheveux du personnel soignant en bloc opératoire, en cabinet dentaire, conseillé dans le cas de cheveux courts

Foliodress® Cap Comfort Rondo est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

Nontissé : 75 % viscose + 25 % liant synthétique (Ethylène - Vinyle - Acétate - Copolymère)
Grammage (env.) : 25 g/m²

Caractéristiques :

Couleur : Aqua
Dimensions (env.) :
A : 200 mm (voir schéma)
B : 170 mm (voir schéma)
C : 100 mm (voir schéma)
Perméable à l'air.

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

En boîte distributrice.

Référence	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
992463	100	6	24

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions carton
992463	275 x 185 x 179 mm	565 x 285 x 370 mm	1200 x 800 x 1860 mm