

FICHE TECHNIQUE

Gel ultrasonique pour échographie avec bouchon flip top

Le gel échographique est soluble dans l'eau, il est conçu pour les tests de diagnostic et les thérapies impliquant des systèmes d'ultrasons.

Marque : FM Medical

Composition chimique : Eau, Polymère, Humectant, Conservateurs

Couleur : Transparent

Normes : Dispositif médical de classe I selon l'annexe VIII du règlement 2017/745 de produits de santé.

Marquage : CE

Conservateurs/ colorants : Conformément au Règlement CE 1223/2009

Durée de vie : 5 ans pour les produits conservés dans les emballages d'origine, scellés et conservés dans un environnement sec et frais.
Ne sont pas sujets à l'hydrolyse ni aux oxydants dans les conditions
Un challenge test a confirmé l'efficacité et l'adéquation du système de conservation normales d'utilisations

Toxicité : Un patch test répété de 96 heures a montré que le dispositif médical ne présente aucun pouvoir irritant, sensibilisant ou allergique.

viscosité : 80 000 / 10 000CPS (viscosimètre Brookfield, modèle DVI, broche 6, 10 RPM à 20°C)



Dimensions, grammage et conditionnements		PH Densité
Grammage	260g Flacon de 250ml	6,2 +/- 0,4 1,02 gr/cm3
Conditionnements	Boîte de 25 doses	

Précaution d'utilisation

Etant un gel ininflammable, non corrosif et stable à la température, aucune précaution particulière n'est requise pour son utilisation

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la
Fossé 11, 62160
Grenay, FRANCE