

## FICHE TECHNIQUE

### Gel échographie transparent avec flacon vide 250 ml et bouchon recharge, le cubi de 5kg

Le gel échographique est soluble dans l'eau, il est conçu pour les tests de diagnostic et les thérapies impliquant des systèmes d'ultrasons.

**Marque :** CERACARTA S.p.A

**Composition chimique :** Eau, Polymère, Humectant, Conservateurs

**Couleur :** Transparent

**Normes :** Dispositif médical de classe I selon l'annexe VIII du règlement 2017/745 de produits de santé.

**Marquage :** CE

**Conservateurs :** Conformément au Règlement CE 1223/2009

**Durée de vie :** 5 ans pour les produits conservés dans les emballages d'origine, scellés et conservés dans un environnement sec et frais.

Ne sont pas sujets à l'hydrolyse ni aux oxydants dans les conditions  
Un challenge test a confirmé l'efficacité et l'adéquation du système de conservation normales d'utilisations

**Toxicité :** Un patch test répété de 96 heures a montré que le dispositif médical ne présente aucun pouvoir irritant, sensibilisant ou allergique.

**viscosité :** 80 000 / 10 000CPS (viscosimètre Brookfield, modèle DVI, broche 6, 10 RPM à 20°C)



Dimensions, grammage et conditionnements		PH Densité
Grammage	Cubi de 5Kilos Flacon de 250ml	6,2 +/- 0,4 1,02 gr/cm <sup>3</sup>

### Précaution d'utilisation

Etant un gel ininflammable, non corrosif et stable à la température, aucune précaution particulière n'est requise pour son utilisation

### Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25  
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-  
medical.com

5003F Bd de la  
Fossé 11, 62160  
Grenay, FRANCE

SAS FM MEDICAL