

FICHE TECHNIQUE

Set de pansement complet

- 1 blister rigide 130x200mm,
- 1 Pince anatomique : polypropylène renforcé en fibre de verre, 12,5 cm,
- 1 Pince Kocher : polyamide renforcé à la fibre de verre 14 cm,
- 5 Compresses non tissé 4 plis 30 g/m² ; 7,5 x 7,5 cm,
- 1 champ Polyéthylène + papier 45x75,
- 1 masque EN 14683

COMPOSITION :



Dimensions, grammage et conditionnements

poids

0.057 kilogramme

Longueur x Largeur x Hauteur

12 x 20 x 4 cm

Surface

240 cm²

Volume

960 cm³ (ml)

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25

Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la
Fossé 11, 62160
Grenay, FRANCE