

MoliCare® Premium Bed Mat 7 gouttes

Alèse de protection



Référence	Dimensions	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
161081	40 x 60 cm	4052199505473	4052199538907	4052199505480
161082	40 x 60 cm - Display	N.A.	N.A.	4052199518558
161083	60 x 60 cm	4052199505411	4052199538914	4052199505428
161069	60 x 60 cm	4052199505206	4052199649863	4052199505213
161084	60 x 60 cm - Display	N.A.	N.A.	4052199518541
161071	60 x 90 cm	4052199505237	4052199649597	4052199505244
161085	60 x 90 cm	4052199505381	4052199538921	4052199505398

Produit

Alèse de protection constituée d'un coussin absorbant en cellulose, recouvert d'un voile de surface en nontissé hydrophile et d'un film externe en polyéthylène vert imperméable.

Testé sous contrôle dermatologique.

Indications / Classification

Pour les soins d'incontinence quel que soit le degré d'incontinence de la personne, utilisées par les professionnels de santé ou les non professionnels.

MoliCare® Premium Bed Mat 7 gouttes est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

- Un nontissé externe, hydrophile, recouvrant la totalité de la surface
- Un voile de cellulose diffuseur pour les références 161083, 161084 et 161085
- Un coussin absorbant constitué de cellulose
- Un film externe en polyéthylène de couleur verte imperméable
- L'ensemble est collé par de la colle type Hotmelt

Caractéristiques :

Référence	Dimensions (Lxl)*	Poids total de l'alèse**
161081	40 x 60 cm	26,3 g
161082	40 x 60 cm	26,3 g
161083	60 x 60 cm	47,5 g
161069	60 x 60 cm	39,9 g
161084	60 x 60 cm	47,5 g
161071	60 x 90 cm	61,6 g
161085	60 x 90 cm	81,0 g

*tolérance ≤ - 3 % pour la surface du produit fini

**tolérance +/- 10%

Performances :

Référence	Absorption ISO 11948-1*
161081	613 ml
161082	613 ml
161083	805 ml
161069	979 ml
161084	805 ml
161071	1241 ml
161085	1311 ml

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.



Absence de latex.

Lieu de fabrication : France ou Allemagne.

Présentation / Conditionnement / Stockage

En sachet polyéthylène puis en carton.

Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité.

Référence	Dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
161081	40 x 60 cm	30	6	36
161082	40 x 60 cm - Display	30	N.A.	216 sachets/display
161083	60 x 60 cm	60	3	24
161069	60 x 60 cm	30	4	36
161084	60 x 60 cm - Display	60	N.A.	64 Sachets/display
161071	60 x 90 cm	30	4	28
161085	60 x 90 cm	30	4	28

Référence	Dimensions produit	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
161081	40 x 60 cm	180 x 130 x 290 mm	590 x 398 x 196 mm	1200 x 800 x 1914 mm
161082	40 x 60 cm - Display	180 x 130 x 290 mm	N.A.	1200 x 800 x 1806 mm
161083	60 x 60 cm	280 x 190 x 370 mm	595 x 395 x 300 mm	1200 x 800 x 1950 mm
161069	60 x 60 cm	190 x 184 x 290 mm	595 x 395 x 200 mm	1200 x 800 x 1950 mm
161084	60 x 60 cm - Display	280 x 190 x 370 mm	N.A.	1200 x 800 x 1632 mm
161071	60 x 90 cm	240 x 190 x 290 mm	595 x 395 x 256 mm	1200 x 800 x 1942 mm
161085	60 x 90 cm	240 x 190 x 290 mm	595 x 395 x 256 mm	1200 x 800 x 1942 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité).