

FICHE TECHNIQUE

seringue à usage unique, 3 pièces, Luer DicoNEX

seringue 3 pièces destinée à la préparation et à l'administration de médicaments/liquides au patient, ainsi qu'à la collecte d'échantillons de fluides corporels du patient.

Marque : ZARYS – dicoNEX TD-41

Composition chimique : Polypropylène (corps/piston), Caoutchouc synthétique (polyisoprène)-Joint, Huile de silicone-Lubrifiant, stérile, non-pyrogène, non-toxique
conception spéciale du bouchon de piston de la seringue de 1 ml, réduisant l'espace mort

Couleur : Corps/transparent, Piston/vert, Joint/noir, Huile silicone/transparent

Normes : Dispositif médical de classe IIa conforme à la norme ISO 7886-1 selon le règlement (UE) 2017/745.

Conservateurs/ colorants : Aucun conservateur

Colorants limités aux éléments plastiques (piston vert, joint noir). Sans phtalates

Fabrication : Pologne

Durée de vie : 5 ans



Type
Capacité
Position de l'embout
Conditionnement intermédiaire
Conditionnement en vrac

Luer
2 ml
centré
100 pcs
30 x 100 pcs

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la
Fossé 11, 62160
Grenay, FRANCE