

## FICHE PRODUIT

### Gants d'examen en nitrile bleu non poudrés



Conçu pour la protection des mains du porteur contre les agents pathogènes et les substances chimiques. Les gants nitriles sont une solution alternative pour les personnes allergiques au latex et caoutchouc naturel.

**Marque :** Procian

**Matériau :** Nitrile sans poudre

**Couleur :** Bleu

**AQL :** 1.5

**Code douanier :** 40151900

**Caractéristiques :** 100% synthétique - Sans protéine latex - Sans DOP/DEHP  
Facilité d'utilisation et d'ajustement. Convient pour la manipulation des aliments, sauf aliments gras. Alternative pour les personnes sensibles aux allergies de Type I. Ambidextre : facilité d'utilisation et d'ajustement, s'adapte aux deux mains.

**Date limite d'utilisation :** 5 ans

## Normes

EN 455-2:2024

EN455-1:2020+A2:2024

EN455-3:2023

ISO 10993-23 (irritation)

ISO 10993-10 (sensibilisation)

ISO 10993 -11 (toxicité)

EN ISO13485:2016

EN ISO14971:2019

EN455-1:2020+A2:2024

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B

EN 455-2:2024

EN455-3:2023

EN 455-4:2009

EN ISO 10993-1:2020

EN ISO10993-5:2009

EN ISO

109937:2008/A1:2022

EN ISO10993-10:2023

EN ISO10993-23:2021

EN ISO 20417:2021

EN ISO 21420:2020

EN 62366-1:2015

MDR (EU) 2017/745

MEDDEV 2.7/1 rev.4

MEDDEV 2.12/1 rev.8

MEDDEV 2.12/2 rev.2

MDCG 2020-13

MDCG 2020-8

MDCG 2020-6

ISO14001:2015

ISO9001:2015

ISO 45001:2018

## FICHE PRODUIT

### Références & EAN13

GNNPBS\_PRO - SNBE 10014 : 3700654298880

GNNPBM\_PRO - SNBE 10015 : 3700654298897

GNNPBL\_PRO - SNBE 10016 : 3700654298903

GNNPBXL\_PRO - SNBE 10017 : 3700654298910

### Tailles, conditionnement et stockage

Tailles	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
<b>Longueur (mm)</b>	>240	>240	>240	>240
<b>Largeur (mm)</b>	80 ± 10	95 ± 10	110 ± 10	≥ 110

Conditionnement

100 gants par boîte - 215 x 110 x 57 mm  
10 boîtes par carton - 300 x 230 x 225 mm  
84 cartons par palette

Stockage

Protéger de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec à une température de 5-38° C.

### Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25  
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-  
medical.com

5003F Bd de la  
Fossé 11, 62160  
Grenay, FRANCE