

FICHE TECHNIQUE

Masque en non-tissé avec élastiques

Masque chirurgical jetable en matériau non-tissé, équipé d'élastiques auriculaires pour un maintien confortable. Destiné à réduire la transmission des agents infectieux des porteurs vers l'environnement.

Marque : FM Médical

Matériau : Non-tissé

Couleur : Bleu

Conception : Élastique sans latex Face extérieure et intérieure en polypropylène, média filtrant en polypropylène, brides élastiques en caoutchouc, sans Latex, barrette nasale en acier/polypropylène, soudures par ultrason

Normes : EN 14683

Temps de port conseillé : 4 heures maximum

Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication

