



## Accessoires BD™

### Bouchons

Matériel stérile, usage unique

#### Caractéristiques techniques

Références	Dénomination	Unités par Boîte/Carton/Palette
394080	Bouchon BD Luer-Lok™	200 / 2 000 / 90 000
394075	Bouchon BD Luer-Lok™ avec protection mâle/femelle	100 / 5 000 / 100 000
394074	Bouchon BD Luer-Lok™ avec membrane sans latex	100 / 5 000 / 100 000
394089	Bouchon BD Luer-Lok™ pour seringue luer non stérile	1 000 / 30 000 / 600 000
394090	Bouchon BD Luer-Lok™ pour seringue luer stérile	100 / 5 000 / 100 000



BD Medical  
Medical Surgical Systems  
11, rue Aristide-Bergès  
38800 Le Pont-de-Claix  
Tél. 04 76 68 36 36  
Fax 04 76 68 55 61

Classe IIa  
selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux.

#### Pour la réf. 394080 :

##### Marquage CE :

Selon la directive européenne 93/42 CEE (procédure de conformité annexe II)

- Certificat n° CE 01141 : certifié par BSI (n° 0086)

##### Fabricant :

- Lieu de fabrication : Becton Dickinson, Helsingborg, Suède
- Certification : ISO 13 485 : 2003, certificat n° MD 81029 certifié par BSI

#### Pour les réf. 394074, 394075, 394089 et 394090 :

##### Marquage CE :

Selon la directive européenne 93/42 CEE (procédure de conformité annexe II)

- Certificat n° G2S 02 04 13664 016 : certifié par TÜV (n° 0123)

##### Fabricant :

- Lieu de fabrication : Söllner, Deggendorf, Allemagne
- Certification : ISO 13485 : 2003, certificat n° Q1N 04 07 13664 001 certifié par TÜV

- Stérilisation : Oxyde d'éthylène (ETO)
- Péremption : 5 ans après stérilisation sauf pour les réf. 394089 et 394090 qui n'ont pas date de péremption

#### Indications :

**Bouchon BD Luer-Lok™ avec une membrane sans latex** : C'est un bouchon BD Luer-Lok™ avec une membrane à travers laquelle nous pouvons effectuer des injections avec une aiguille.

#### **Bouchon BD Luer-Lok™ de combinaison :**

Ce matériel est la combinaison d'un bouchon protecteur et d'un bouchon BD Luer-Lok™. Il est très utilisé dans toutes les situations de perfusions où il y a besoin d'une fermeture d'un site d'injection avec en même temps la nécessité d'un bouchon protecteur pour seringue luer.

#### Composition des différents éléments :

- Bouchon BD Luer-Lok™ : Polypropylène (PP)
- Bouchon BD Luer-Lok™ de combinaison : Acryle Butadiène Styrene (ABS)
- Bouchon BD Luer-Lok™ avec membrane **sans latex** (à partir de janvier 2002) et Acryle Butadiène Styrene (ABS)
- Bouchon BD Luer-Lok™ pour seringue luer : Acryle Butadiène Styrene (ABS)