

FICHE TECHNIQUE

Thermomètre Braun Thermoscan 6022 IRT6520

Le thermoscan 7-IRT6520 est un thermomètre qui s'adapte à l'âge de toute la famille.

Caractéristiques principales

- Précision brevetée : Embout préchauffé unique garantissant une fiabilité optimale à chaque mesure.
- Guidage intelligent ExacTemp™ : Confirmation visuelle (lumière) et sonore (bip) du bon positionnement en quelques secondes.
- Technologie Age Precision™ : Interprétation de la fièvre par code couleur ajustable selon l'âge (0-3 mois, 3-36 mois, 36 mois à l'adulte).

Ergonomie & Confort d'utilisation

- Design optimisé : Prise en main ergonomique testée et grand écran rétroéclairé à l'avant pour une lecture facile, même dans l'obscurité.
- Navigation simplifiée : Boutons dédiés pour un accès direct aux fonctions et historique des 9 dernières mesures.

Hygiène & Sécurité

- Zéro contamination croisée : Changement d'embout rapide via un bouton éjecteur, évitant tout besoin de nettoyage ou désinfection.
- Sûr pour la santé : Conception garantie sans Bisphénol A (BPA) ni latex.
- Compatibilité : Embouts certifiés Braun (anti-génériques) compatibles avec les séries 3000, 4000 et 6000.

Accessoires inclus

- Boîtier de rangement
- 21 embouts jetables
- Piles

Données techniques

Dimensions : 205 x 162 x 58mm

Poids : 380g

Alimentation : Piles

EAN : 4022167652195

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25

Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la
Fossé 11, 62160
Grenay, FRANCE

SAS FM MEDICAL

